

Petites Pieuvres Fils de Douceur



En janvier 2013, une femme danoise a crocheté une petite pieuvre pour un bébé né prématurément. Cette pieuvre a été placée dans la couveuse avec le bébé, celui-ci était un peu plus calme, il tirait moins sur les tuyaux et sur les sondes.

Après le Danemark, le projet s'est poursuivi en Suède. Beaucoup de femmes se sont mises à crocheter des petites pieuvres. Ainsi le projet "Sma Bläckfiskar", en français "Petite Pieuvre", est né. Depuis, beaucoup d'hôpitaux aux Pays Bas, en Belgique et en France ont accueilli les pieuvres. Maintenant, nous sommes fières de pouvoir continuer ce beau projet en Suisse romande avec l'autorisation de la créatrice danoise ainsi que des groupes Hollandais, Belge et Français.

Vous pouvez consulter les sites des groupes Danois, Néerlandais et Allemand ainsi que du Luxembourg et de la France :

<http://www.spruttegruppen.dk/>

<http://kleine-inktvisjes.eu/>

<https://www.chl.lu/fr/content/la-naissance-docki>

<http://petitepieuvresensationcocon.weebly.com/>

Présentation

Comment cela fonctionne? Nous crocheton des pieuvres pour des bébés fragiles, prématurés et/ou malades. Ces bébés sont mis dans des couveuses. Les pieuvres ont des tentacules que les bébés attrapent et cela les rassurent, ils sont plus calmes et tirent moins sur les sondes et les tuyaux. Quel bonheur!

Les pieuvres sont crochetées ou tricotées sur une base 100% bénévole, par des personnes intéressées par ce beau projet. Le coton ainsi que les frais de poste sont à la charge des bénévoles. Une fois les pieuvres finies, elles sont envoyées à une contrôleuse.

Les contrôleuses

Les contrôleuses vérifient les pieuvres pour s'assurer qu'elles correspondent aux exigences de sécurité et les lavent à 60° pour tuer les bactéries. Ensuite, les pieuvres sont séchées et emballées individuellement avec une lettre pour les parents.

Les contrôleuses effectuent également ce travail bénévolement et à leurs propres frais.

A l'hôpital

Le personnel du service de néonatalogie distribue les pieuvres aux parents des nouveau-nés.

Vous vous imaginez bien que les parents sont ravis, surtout quand ils constatent le bénéfice de cette petite pieuvre pour leur bébé.

Les pieuvres sont destinées aux bébés qui sont dans le service de néonatalogie et sous surveillance.

Informations

Les parents sont informés par écrit qu'ils ne doivent pas laisser leur bébé sans surveillance avec la pieuvre lors de leur retour à la maison.

*Le modèle Petites Pieuvres Fils de Douceur est réservé aux bébés hospitalisés. Nous parlons ici de pieuvres contrôlées et distribuées dans un milieu surveillé. Les pieuvres doivent impérativement être contrôlées par les contrôleuses de l'association puis distribuées par le personnel soignant. Ce sont des **OUTILS THÉRAPEUTIQUES** et non des doudous.*

Toutes pieuvres distribuées en dehors des hôpitaux participants au projet sont potentiellement dangereuses pour un enfant de moins de 3 ans. L'association se décharge de toutes responsabilités pour des pieuvres distribuées par des personnes ne respectant pas les règles de l'association.

Merci de nous contacter pour obtenir les coordonnées des hôpitaux participants au projet en Suisse romande.

Si vous travaillez dans un hôpital que nous n'avons pas encore contacté pour présenter notre projet, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail petites-pieuvres@bluewin.ch.

Vous voulez nous aider et crocheter ou tricoter pour ce beau projet? N'hésitez pas à nous rejoindre.

Toutes les informations se trouvent ci-dessous. Veuillez d'abord bien lire ce document.

Les règles de sécurité

Les bébés qui se trouvent en néonatalogie ne s'y trouvent pas pour rien. Ces bébés sont nés (beaucoup) trop tôt ou (beaucoup) trop petits ou malades ou les deux combinés.

Ils sont très vulnérables. Pour cette raison, toutes les pieuvres qui arrivent en néonatalogie doivent correspondre à des exigences de sécurité strictes!

Les contrôleuses veillent à ce que les règles de sécurité soient respectées par tous. Si une pieuvre ne correspond pas aux règles de sécurité, elle sera offerte à la fraterie ou à d'autres associations.

Personne ne sera content d'avoir fait une pieuvre ne remplissant pas tous les critères. Nous vous conseillons de bien lire les règles de sécurité avant de commencer votre pieuvre. Si vous hésitez toujours, il est possible de poser vos questions sur le groupe Facebook ou par mail.

Les exigences

1. La tête de la pieuvre doit faire au minimum 4,5 cm de large ainsi elle ne rentrera pas dans la bouche d'un bébé.

2. Un bébé en néonatalogie rentre facilement dans une boîte à chaussures. Vous pouvez vous imaginer que la pieuvre ne doit pas être plus grande que le bébé lui-même, c'est pour cela que le corps de la pieuvre fera idéalement 6 à 8 cm. Les pieuvres plus grandes iront aux bébés plus grands.

3. Les tentacules ne doivent pas, une fois étirés, faire plus de 20 cm. Des tentacules trop longs sont très dangereux pour de petits bébés.

4. Le rembourrage de votre pieuvre doit être d'un matériau à séchage rapide à cause de la prolifération rapide des bactéries dans les textiles humides. Les pieuvres doivent être lavées à 60° et le rembourrage doit donc pouvoir résister

aussi à 60°. Utilisez le rembourrage synthétique pour doudous, peluches (en vente dans les magasins de loisirs créatifs) ou le rembourrage d'un oreiller (genre Ikea).

Il n'est pas autorisé de rembourrer vos pieuvres avec de la laine de mouton car il y a des risques de réactions allergiques.

5. Il est obligatoire de mettre d'abord le rembourrage dans un bout de collant que vous fermez au bout avec un fil en coton avant de le mettre dans la pieuvre!

6. Les peluches de coton sont également très dangereuses pour les bébés. C'est pour cela que nous n'approuvons que les pieuvres confectionnées avec un fil 100% coton qui ne peluche pas. Merci de vous référer à la liste des cotons autorisés et de mentionner lors de vos envois quel coton a été utilisé.

7. Merci de préciser également si vous avez des animaux.

8. Les yeux doivent être bien fixés sur votre pieuvre, même après de multiples lavages ils ne doivent pas pouvoir se détacher. Prenez donc soin de les fixer solidement et de bien rentrer tous les fils à l'intérieur de votre pieuvre. Il est **strictement interdit de faire des nœuds** qui risqueraient de se défaire après de multiples lavages. Attention, les petits doigts des bébés ne doivent pas pouvoir rester crochés dans les mailles. Nous conseillons de ne pas mettre de yeux.

9. Les pieuvres doivent être contrastées, une couleur claire et une couleur foncée. Les tentacules doivent être d'une seule couleur.

Pour les cotons multicolores, ils peuvent être utilisés mais **uniquement pour une partie de la pieuvre**. Le corps ou les tentacules mais pas pour les deux en même temps. Si le corps est fait avec un coton multicolore, un motif peut être fait mais uniquement avec le même coton uni que celui utilisé pour les tentacules et inversement.

10. Les pieuvres doivent être le plus simple possible. Aucun accessoire ne sera accepté car pour le bébé cela ne fera aucune différence, c'est un **outil d'aide médicale** !

11. Toutes ces exigences seront encore valables après le lavage à 60° qui sera fait par la contrôleuse.

LE TUTO ET LES PIEUVRES NE PEUVENT PAS ETRE VENDUS NI DISTRIBUES EN DEHORS DES HOPITAUX PARTICIPANTS AU PROJET.

N'hésitez pas à prendre connaissance des fichiers que vous trouverez sur le groupe Facebook ou sur notre site internet pour vous aider.

Petites Pieuvres Fils de Douceur